



Pamata ieraugs



1. fāze

0,080 g Bio Sekowa Backferment
 0,800 g HELLIN kviešu milti 550
 0,880 l Ūdens, 40 °C

- Sajaukt līdz viendabīgai masai.
- Fermentācijas laiks dermobox'ā 12-18 h

2. fāze

Pievienojiet pirmajam posmam:

0,400 g Ūdens, 40 °C
 0,600 g HELLIN kviešu milti 550

- Sajaukt līdz viendabīgai masai
- Fermentācijas laiks 5-7 h

Pēc fermentācijas darba raugu noslēgt cieši noslēgtā traukā un uzglabāt ledusskapī 4 ° C temperatūrā.
 Rauga kalpošanas laiks ir līdz četriem mēnešiem.

Darba raugs



2,000 g HELLIN kviešu milti 550
 0,200 g Pamata raugs
 2,000 l Ūdens, 40 °C

- Sajaukt līdz viendabīgai masai
- Fermentācijas laiks 20-24 h
- NB! Vēsajās telpās raugu raudzē dermoboksā
- Rauga derīguma termiņš pēc fermentācijas līdz 5 h